

PLAID®

First Aid Bandage is YOUNG CHEMICAL



INNOBIZ
Innovation Association

Presafe
ISO 13485
CERTIFIED COMPANY
A DIV. OF GIL & NEMKO
CORPORATION

YC® (주)영케미칼
YOUNG CHEMICAL CO., LTD.

Introduction of **Young Chemical co., Ltd.**



As one of the leading manufacturer of first aid plasters in Korea, We have been providing such items to the Korean local and overseas markets for the past 30 years.

Thanks to the strong and constant supports from our customers both domestic and overseas, we still enjoy the high reputation in this market. However, we will never stop meeting the requests from the customers and will continue to pursue the customers' satisfaction.

All products described here are the results of our sincere efforts for the customers. We wish our endless efforts for the good products will finally make our name YOUNG CHEMICAL to represent the first aid plaster business in the world. So we are proudly saing "First Aid Bandage is YOUNG CHEMICAL."

Hope to see you as not only our customer but also a friend in near future.



BANDAGE

Ace Bandage	04
에이스밴드	
Kids Bandage	06
키즈밴드	
TIN CASE	
틴케이스	
Roll Bandage	08
주사용롤밴드	
ADFLEX(S.I)	10
에드플렉스-에스아이	
TPU ADHESIVE PLASTER	12
스포츠탄력밴드	
Ace BUTTERFLY	13
버터플라이	

DRESSING

YOUNG WOUND DRESSING	14
영운드드레싱	
ADFLEX BANDAGE	16
에드플렉스	
ADFLEX(I.V)	18
에드플렉스아이브이	

HYDRO COLLOID

Hydro-colloid	20
하이드로콜로이드	

SURGICAL TAPE

FIX ROLL	22
픽스롤반창고	
YOUNG SURGICAL TAPE	24
영반창고	
LONGSTRIPS	26
엘라스틱 에이스밴드	
BLISTER CUSHION PAD	27
물집닥터/힐프로텍/물집사냥	

ADVANCED WOUND MANAGEMENT

SCAR CARE	28
실리콘겔	
DRESSING KIT	29
드레싱키트	

ITEM NUMBER OF PRODUCTS	30
-------------------------------	----

First Aid Bandage

Ace Bandage

에이스밴드

- It's an ideal bandage made closest to our skin color.
 - Biocompatibility test passed adhesive used so safe for skin irritation and soft material used.
 - Cushion pads containing benzalconium chloride, a disinfectant, provide excellent protection and sterilization of the wound.
 - The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- 스킨톤의 컬러감으로 부담없이 사용가능하며 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전
 - 부드러운 재질의 저자극 밴드
 - 상처 부위의 보호 및 살균효과가 뛰어난 살균소독 쿠션패드
 - 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드





Special Shapes (손끝/관절)



Easy to use on hard-to-follow fingertips/joints.

손끝/관절 부위 사용에 용이



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM		SIZE		PACKING	REMARK
Ace Bandage	STANDARD		7.3 x 1.8cm	100pcs	-
				50pcs	-
				30pcs	-
	ROUND TYPE		Ø2.5cm	100pcs	-
	ASSORTED		7.3 x 1.8cm (10)	30pcs	-
			5.5 x 1.8cm (5)		
			4.0 x 1.0cm (10)		
			Ø2.5cm (5)		
Elastic Ace Bandage	STANDARD		7.3 x 1.8cm	100pcs	-
Finger & Knuckle	ASSORTED		7.5 x 3.8cm (4)	8pcs	-
			5.0 x 4.4cm (4)		



고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명			규격	내입수	포장(1CT)
에이스밴드 - S	표준형		7.2 x 1.8cm	10매	1,200 EA
				100매	200 EA
				1,000매	25 EA
	혼합형		7.2 x 1.8cm (10)	25 매	600 EA
			5.5 x 1.8cm (5)		
			4.0 x 1.0cm (5)		
			Ø 2.2cm (5)		
	대 형		7.3 x 3.5cm	10매	600 EA
	사각형		3.8 x 3.8cm	8매	1,000 EA
	원 형		Ø 2.2cm	100매	200 EA









Kids Bandage

그림밴드

- It consists of various colors and funny characters so it gives intimacy to children surprised by wounds.
- Biocompatibility test passed adhesive used so safe for skin irritation and soft material used.
- Cushion pads containing benzalconium chloride, a disinfectant, provide excellent protection and sterilization of the wound. so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- 다양한 컬러와 재미있는 캐릭터가 인쇄되어 있어 상처로 놀란 어린이들에게 친밀감을 줌
- 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전하며 부드러운 재질
- 상처 부위의 보호 및 살균효과가 뛰어난 살균소독 쿠션패드
- 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM		SIZE		PACKING	
Kids Bandage	STANDARD		7.3 x 1.8cm	20pcs /BX	600EA/CT
	ASSORTED		7.3 x 1.8cm (5)	20pcs /BX	600EA/CT
			5.5 x 1.8cm (5)		
			4.0 x 1.0cm (5)		
			Ø 2.5cm (5)		
ROUND TYPE		Ø 2.5cm	100pcs / BX	—	
Kids Aqua Bandage (WATERPROOF)	ASSORTED		7.3 x 2.5cm (6)	10pcs / BX	—
			5.0 x 3.0cm (4)		



Tin Case 뽀로로 틴케이스

- It's cute print helps to calm down to children who are surprised by wounds.
- Super absorbent cushion pads provide excellent protection and sterilization of the wound.
- The material is smooth and has excellent adhesion and flexibility.
- The Tin Case can be recycled and used for other purposes.
- 상처로 놀란 어린이들에게 친밀감을 줌
- 흡수력이 우수한 쿠션 패드로 상처 부위의 보호 및 살균효과
- 재질이 부드러우며 점착력과 신축성이 우수
- 틴 케이스는 재활용하여 다른 용도로 사용이 가능

고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명	규격	내입수	포장(1CT)
뽀로로 키즈밴드	표준형 	8매	1,200EA
		20매	600EA
			
	혼합형 		
		20매	600EA
그림에이스밴드			
	표준형 	8매	1,200EA
		20매	600EA
	대형 	10매	540EA
	중형 	12매	540EA
	소형 	16매	540EA
	혼합형 		
		14매	540EA
			
아이스겔밴드		18매	540EA
후레쉬쿨패치	사각형 	20매	540EA
아쿠아후레쉬밴드(방수밴드)		16매	540EA
아쿠아밴드 (방수밴드)	혼합형 		
		10매	600EA


Injection Roll Bandage

주사용 롤밴드

- You can easily remove the bandage and attach it to the injection area in roll form without individual wrapping.
- Biocompatibility test passed adhesive used so safe for skin irritation and soft material used.
- Cushion pads containing benzalconium chloride, a disinfectant, provide excellent protection and sterilization of the wound. so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- 다양한 컬러와 재미있는 캐릭터가 인쇄되어 있어 상처로 놀란 어린이들에게 친밀감을 줌
- 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전하며 부드러운 재질
- 상처 부위의 보호 및 살균효과가 뛰어난 살균소독 쿠션패드
- 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM			SIZE	PACKING	
Ace Band Injection Roll Bandage	ROUND TYPE		Ø2.5cm	100pcs/BX	200EA/CT
			Ø3.0cm	50pcs/BX	200EA/CT
Non woven Fabric Injection Roll Bandage	SQUARE TYPE		2.5 x 2.5cm	100pcs/BX	200EA/CT
Kids Injection Roll Bandage	ROUND TYPE		Ø2.5cm	100pcs/BX	200EA/CT



Ace Band PVC Semi-clear



PVC Kids



Non-woven

고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명			규격	내입수	포장(1CT)
에이스밴드-S	원 형		Ø2.2cm	100pcs	200EA
			Ø3.0cm	50pcs	200EA
트라우마밴드	사각형		2.5 x 2.5cm	100pcs	200EA
보로로키즈밴드	원 형		Ø2.2cm	100pcs	200EA

Stop-bleeding Bandage

Adflex-SI

에드플렉스-에스아이

- Biocompatibility test passed adhesive used so safe for skin irritation and soft material used.
 - Cushion pads containing benzalconium chloride, a disinfectant, provide excellent protection and sterilization of the wound.
 - The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
-
- 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전하며 부드러운 재질
 - 상처 부위의 보호 및 살균효과가 뛰어난 살균소독 쿠션패드
 - 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM			SIZE	PACKING	
Adflex – SI Injection	S		7.2 x 3.0cm	50pcs/BX	60EA/CT
	L		10.0 x 4.5cm	30pcs/BX	18EA/CT

고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명			규격	내입수	포장(1CT)
에드플렉스-에스아이 (지혈밴드)	소형		7.2 x 3.0cm	50매	60EA(3,000매)
	대형		10.0 x 4.5cm	30매	18EA(540매)



Instruction



Place the bandage before removing the needle.

주사침을 제거하기 전에 지혈 밴드를 올려 놓는다.



Pull one side of the bandage by holding down the pad and attach to the skin.

손가락으로 누른 상태에서 지혈밴드의 한쪽 부분을 당겨 피부 면에 붙인다.



In the same way as figure 2 attach the other side.

2번과 같은 방법으로 반대편도 지혈밴드를 붙인다.

Power Stretch

TPU Adhesive Plaster

스포츠탄력밴드

- It is excellent in elasticity, and it flexibly adheres to any part of the body and gives a comfortable fit.
 - It is safe for skin irritation by using biocompatibility test passed adhesive, and it is easy to use by easy tearing.
 - The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
-
- 뛰어난 탄력성과 신축성으로 어느 부위에도 유연하게 밀착
 - 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전
 - 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM	SIZE	PACKING
TPU ADHESIVE PLASTER	7.3.x 1.8cm	10pcs
스포츠탄력밴드	7.2 x 1.8cm	10pcs



WOUND CLOSURE



Ace Butterfly

에이스버터플라이

- It can be use to fix torned wounds.
 - It is safe for skin irritation using biocompatibility test passed adhesive, and individual packaging.
 - A smooth PE film is processed at the center of the band to prevent skin damage so it does not stick to the wound when removed.
-
- 찢어진 상처를 고정할 때 사용
 - 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전
 - 멸균처리된 개별포장은 위생적이며 편리함



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM	SIZE	PACKING
Butterfly	 4.6 x 1.0cm	10pcs
버터플라이	 7.0 x 1.2cm	10pcs

Non-Woven

Young Wound Dressing

영운드드레싱
영운드드레싱-실버

- It is composed of various sizes and can be selected according to the size of the affected area.
- Each individual packaging is sterilized.
- The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.

- 다양한 크기로 구성되어 환부의 크기에 따라 선택 가능
- 개별 포장은 각각 멸균처리
- 상처 부위의 보호 및 살균효과가 뛰어난 살균소독 쿠션패드

Silver

- Silver contained PE net on the non-woven pad.
- It is an advanced silver-wound dressing product and helps heal wounds by its high anti-bacterial properties.


- 은(銀) 성분이 함유된 저자극 코팅패드
- 우수한 항균력의 한 단계 진화된 실버 운드 드레싱



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM		DRESSING SIZE/PAD SIZE	PACKING	
Young Wound Dressing (White & Skin Color) 영운드 드레싱 (백색 / 살색)		6.0 x 7.0cm / 3.0 x 4.0cm	50pcs/BX	40EA/CT
		6.0 x 10.0cm / 3.0 x 5.0cm	50pcs/BX	40EA/CT
		9.0 x 10.0cm / 5.0 x 6.0cm	50pcs/BX	40EA/CT
		9.0 x 15.0cm / 5.0 x 10.0cm	50pcs/BX	30EA/CT
		9.0 x 20.0cm / 5.0 x 15.0cm	50pcs/BX	30EA/CT
		9.0 x 25.0cm / 5.0 x 20.0cm	50pcs/BX	15EA/CT
		9.0 x 30.0cm / 5.0 x 25.0cm	50pcs/BX	15EA/CT

- The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.






- 01 The porous structure of the dressing ensures optimal ventilation.
- 02 Absorbent wound pad of viscose wadding covered with a smooth non-adherent polynet.
- 03 Elastic nonwoven (polyester) with high air and vapour permeability.
- 04 Hypoallergenic adhesive (polyacrylate), gentle to the skin.

Silver



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM	SIZE
Adflex P.U. Transparent Dressing With Silver Pad 에드플렉스실버에이	 5.0 x 3.0 cm
	 6.0 x 7.0 cm
	 10.0 x 12.0 cm

ITEM	SIZE	PACKING
Young Wound Dressing Silver (Skin Color) 영운드 드레싱 - 실버 (살색)	 6.0 x 7.0cm	25pcs/BX
	 6.0 x 10.0cm	25pcs/BX
	 9.0 x 10.0cm	25pcs/BX
	 9.0 x 15.0cm	25pcs/BX
	 9.0 x 20.0cm	25pcs/BX
	 9.0 x 25.0cm	25pcs/BX
	 9.0 x 30.0cm	25pcs/BX





PU Waterproof Adflex

에드플렉스

- Polyurethane (P.U.) film has excellent moisture permeability and adheres flexibly to any part of the body according to flexion.
 - Biocompatibility test passed adhesive used and it is a water-proof type that can be used in showers and baths.
 - The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.
- 투습력이 우수하고, 신체의 굴곡에 따라 유연하게 밀착되는 폴리우레탄(P.U.) 필름이 적용된 밴드
 - 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부자극에 안전
 - 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드
 - 샤워·목욕시에도 사용할 수 있는 방수형




Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM		SIZE
Adflex P.U. Transparent Dressing (WITH-PAD)		6.0 x 7.0cm
		10.0 x 12.0cm
Adflex P.U. Waterproof Bandage		5.0 x 3.0cm
		7.3 x 2.5cm

제품명		규격
멸균에드플렉스 드레싱 (패드있음)		6.0 x 7.0cm
		10.0 x 12.0cm
에드플렉스-썬 (방수밴드)		5.0 x 3.0cm
		7.3 x 2.5cm



Instruction



PU Waterproof

Adflex(I.V)


에드플렉스아이브이

- Polyurethane (P.U.) film has excellent moisture permeability and adheres flexibly to any part of the body according to flexion.
 - Medical adhesive is suitable for skin use and it is a water-proof type that can be used in showers and baths.
 - The thin and transparent material is useful for fixing needles such as catheters, I.V. and gauze.
-
- 폴리우레탄(P.U.) 필름은 투습력이 우수하고, 신체의 어느 부위에도 굴곡에 따라 유연하게 밀착
 - 방수 기능으로 물이 닿는 부위의 상처에도 사용 가능
 - 피부자극에 안전한 의료용 점착제 사용
 - 얇고 투명한 재질로 거즈, 카테타 및 정맥주사바늘 등의 고정에 유용



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM		SIZE	PACKING	REMARK
Adflex P.U. Transparent Dressing (NON-PAD)		6.0 x 7.0cm	100pcs	-
		10.0 x 12.0cm	50pcs	-
Adflex P.U. Transparent Dressing (I.V) -Catheter Fixation		6.0 x 7.0cm	100pcs	-
		5.1 x 6.0cm	100pcs	-
		7.0 x 10.0cm	100pcs	-



고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명		규격	내입수	포장(1CT)
멸균에드플렉스 드레싱 (패드없음)		6.0 x 7.0cm	100pcs	-
		10.0 x 12.0cm	50pcs	-
에드플렉스-아이브이 (카테터 고정용 드레싱)		6.0 x 7.0cm	100pcs	-
		5.1 x 6.0cm	100pcs	-
		7.0 x 10.0cm	100pcs	-

Bandage & Dressing

Hydro-colloid

하이드로콜로이드

- It absorbs osmotic substances from wounds to create a wet environment, prevents water and germs from penetrating, and protects damaged areas by maintaining proper humidity.
 - It's a semi-transparent material similar to skin color, so it doesn't stand out and is easy to use.
 - As it is a hypoallergenic product, it can be used safely even on sensitive skin.
-
- 상처의 삼출물을 흡수하여 습윤 환경을 조성하고 물과 세균의 침투를 방지, 적정습도를 유지하여 손상된 부위를 보호
 - 피부 자극을 최소화하는 저자극 밴드

Spot / 스팟

It is a small round type that's easy to use for small wound.
작은 부위 상처에 사용하기 좋은 원형밴드

Band / 밴드




It is waterproof type that can be used in showers and baths.
폴리우레탄(P.U.) 방수 필름으로 샤워·목욕시에도 사용가능


Dressing / 드레싱

It is a free-cut type and can be easily used depending on the size of the wound.
상처 크기에 맞게 잘라 쓸 수 있는 시트형 밴드



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM				SIZE	PACKING	REMARK
Hydro-colloid bandage	OVAL TYPE			4.2 x 2.4cm	-	-
				4.9 x 3.0cm	-	-
				5.9 x 3.4cm	-	-
Hydro-colloid dressing	SQUARE TYPE			10.0 x 10.0cm (1)	1pcs	-
Hydro-colloid spot	SPOT TYPE			Ø 0.7cm (10)	24pcs (ASSORTED)	-
				Ø 1.0cm (5)		
				Ø 1.2cm (9)		



고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명			규격	내입수	포장(1CT)
소마덤에스-썬	밴드형		4.2 x 2.4cm	-	-
			4.9 x 3.0cm	-	-
			5.9 x 3.4cm	-	-
에이디에프 하이드로콜로이드	시트형		10.0 x 10.0cm (10)	10매	-
소마덤스팟-에스	스팟형		Ø 0.7cm (10)	24매	-
			Ø 1.0cm (5)		
			Ø 1.2cm (9)		
			Ø 0.8cm (20)	32매	-
			Ø 1.0cm (12)		
			Ø 1.0cm (18)	18매	-

Non-Woven Fix Roll


픽스롤반창고

- Use a non-woven fabric with fine ventilation holes to smooth the breathing of the skin.
 - With excellent adhesion, it can be flexibly adhered to any part of the body to easily fix gauze, bandages, etc.
 - It can be easily used by applying an incision to the siliconized paper.
-
- 우수한 점착력으로 거즈, 붕대 및 주사바늘 등을 고정하기에 유용
 - 피부자극에 안전한 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용
 - 보호지에 절개선을 적용하여 쉽게 사용



Additional sizes are also available upon customer's request.

ITEM	SIZE	PACKING
Fix Roll (Non-woven adhesive plaster)	2.5cm x 10M / BX	400 Roll/CT
	5.0cm x 10M / BX	200 Roll/CT
	10.0cm x 10M / BX	100 Roll/CT
	15.0cm x 10M / BX	50 Roll/CT
	20.0cm x 10M / BX	50 Roll/CT



고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명	규격	포장(1CT)
픽스롤 반창고	2.5cm x 10M / BX	400 Roll/CT
	5.0cm x 10M / BX	200 Roll/CT
	10.0cm x 10M / BX	100 Roll/CT
	15.0cm x 10M / BX	50 Roll/CT
	20.0cm x 10M / BX	50 Roll/CT

Young Plaster Surgical Tape



COTTON/SILK

면반창고/실크

- It is excellent in **adhesion**, so it is not easy to fall off and is useful for fixing gauze, bandages, and needles.
 - It is safe for skin irritation by using biocompatibility test passed adhesive, and it is easy to use by easy tearing.
 - The fine ventilation hole makes the **skin breathe** smoothly and is ideal for sensitive skin use.
 - It fits flexibly according to the curvature of the skin, so it can be used anywhere.
- 우수한 점착력으로 거즈, 붕대 및 주사바늘 등을 고정하기에 유용하며 손쉽게 절취하여 사용 가능
 - 피부자극에 안전한 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용
 - 어느 부위에나 유연하게 밀착

Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM	SIZE
COTTON	1.0cm x 330cm
	2.5cm x 330cm
	7.5cm x 330cm
SILK	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M

제품명	규격
면반창고 (면100%)	1.0cm x 330cm
	2.5cm x 330cm
	7.5cm x 330cm
실크반창고	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M
	7.5cm x 9.1M



POLYPORE (P.E)

폴리포어반창고

- It is excellent in **adhesion**, so it is not easy to fall off and is useful for fixing gauze, bandages, and needles.
 - It is safe for skin irritation by using biocompatibility test passed adhesive, and it is **easy to use** by easy tearing.
 - The fine ventilation hole makes the **skin breathe** smoothly and is ideal for sensitive skin use.
 - It fits flexibly according to the curvature of the skin, so it can be used anywhere.
-
- 우수한 점착력으로 거즈, 붕대 및 주사바늘 등을 고정하기에 유용
 - 손쉽게 절취하여 사용 가능
 - 피부자극에 안전한 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용
 - 우수한 통기성으로 민감한 피부 사용에 용이
 - 땀과 습기에 강한 **폴리포어** 소재

ITEM	SIZE
P.E	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M
PAPER	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M

NON-WOVEN (PAPER)

종이반창고

- It is excellent in **adhesion**, so it is not easy to fall off and is useful for fixing gauze, bandages, and needles.
 - It is safe for skin irritation by using biocompatibility test passed adhesive, and it is **easy to use** by easy tearing.
 - The fine ventilation hole makes the **skin breathe** smoothly and is ideal for sensitive skin use.
 - It fits flexibly according to the curvature of the skin, so it can be used anywhere.
-
- 우수한 점착력으로 거즈, 붕대 및 주사바늘 등을 고정하기에 유용
 - 피부자극에 안전한 생체적합성 테스트를 통과한 점착제 사용
 - 손쉽게 절취하여 사용 가능
 - 우수한 통기성으로 민감한 피부 사용에 용이
 - 어느 부위에나 유연하게 밀착
 - **흰색과 살색**의 두가지 색상

Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

제품명	규격
P.E 반창고	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M
종이반창고	1.25cm x 9.1M
	2.5cm x 9.1M
	5.0cm x 9.1M

Elastic Fabric

LongStrips

엘라스틱 에이스밴드

- It is a advanced bandage developed by integrating the functions of gauze (pad) and band-aid to protect a wide wound.
- It can be cut and used depending on the size of the wound by that convenient and economical.
- The absorbent cushion pad is treated with polyethylene net so it doesn't stick to the wound and does not irritate.

- 넓은 상처부위의 보호를 위해 거즈(패드)와 반창고의 기능을 통합시켜 개발한 신개념 밴드
- 상처의 크기에 따라 잘라서 사용가능
- 상처에 달라붙지 않는 저자극 코팅패드



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM	SIZE
Elastic Longstrips	6.0cm x 1.0M
엘라스틱 에이스밴드	7.2cm x 1.0M

Blister Cushion Pad

물집닥터/힐프로텍/물집사냥

- Suitable for skin use with biocompatibility test passed adhesive.
- It is a thick non-woven material that absorbs shock and protects your feet during outdoor activities for a long time.
- It is composed of various products such as blister prevention pad, non-woven dressing, waterproof band and band-aid.

- 생체적합성 테스트를 통과한 점착제를 사용하여 피부 사용에 적합
- 충격을 흡수하는 두툼한 두께의 부직포 재질로 장시간 야외활동시에 발을 보호해주는 제품
- 물집방지패드, 부직포드레싱, 방수밴드, 반창고 등 다양한 제품으로 구성



Silicone Gel Dressing

Scar Care

실리콘겔 드레싱

- It is a semi-permanent product that can be washed and reuseable.
- It is convenient and economical because it can be cut and used depending.
- 기존 또는 새로운 흉터를 보호하는데 도움을 주며 세척해 재사용이 가능한 반영구적 제품
- 흉터의 크기에 따라 잘라 사용할 수 있어 편리하고 경제적



Additional sizes are also available upon customer's request.
고객의 요구에 따라 규격을 추가하여 제공할 수 있습니다.

ITEM		SIZE	PACKING
SCAR CARE (Silicone Gel Dressing) 스카케어시트	SQUARE TYPES	<input type="checkbox"/> 15.0 x 12.0cm	1pc
		<input type="checkbox"/> 12.0 x 6.0cm	1pc
		<input type="checkbox"/> 6.0 x 6.0cm	1pc

Instruction



After checking the size of the scar area, cut the silicone gel appropriately

흉터부위의 크기를 확인 후 실리콘겔을 알맞게 컷팅합니다.



peel off the release paper backing and adhere it to the scar

후면 이형지를 떼어내어 흉터에 밀착합니다.



Silicone gel can be washed and dried for semi-permanent use

실리콘겔은 세척 건조하여 반영구적 사용이 가능합니다.

Dressing Kit














드레싱키트

























- Disposable kit optimized for treatment disinfection and dressing.
- Individual packaging is sterilized, so it is hygienic and convenient.
- It is composed of various products such as forceps, pads, and fix roll bandages.

- 치료 소독 및 드레싱에 최적화된 일회용 키트로 개별포장은 각각 멸균처리 되어있어 위생적이며 편리함
- 포셉, 패드, 픽스롤반창고 등 다양한 제품으로 구성



ITEM NUMBER of Products

PRODUCT	SIZE	DETAIL SIZE	MODEL	MATERIAL	
				Film	Gauze
FIRST AID BANDAGE	7.3cm × 1.8cm		73181	Polyvinyl chloride Film	O
			73182	Non Woven Fabric	
			73183	Polyethylene Film	
			73184	Fabric	
	7.3cm × 2.5cm		73185	Polyurethane Film	O
			73251	Polyvinyl chloride Film	
			73252	Non Woven Fabric	
			73253	Polyethylene Film	
	7.3cm × 3.5cm		73254	Fabric	O
			73255	Polyurethane Film	
			73351	Polyvinyl chloride Film	
			73352	Non Woven Fabric	
	5.5cm × 1.8cm		73353	Polyethylene Film	O
			73354	Fabric	
			73355	Polyurethane Film	
	4.0cm × 1.0cm		55181	Polyvinyl chloride Film	O
			55182	Non Woven Fabric	
			55183	Polyethylene Film	
			55184	Fabric	
	3.8cm × 3.8cm		55185	Polyurethane Film	O
			40101	Polyvinyl chloride Film	
			40102	Non Woven Fabric	
			40103	Polyethylene Film	
	ø 2.5cm		40104	Fabric	O
			40105	Polyurethane Film	
			38381	Polyvinyl chloride Film	
			38382	Non Woven Fabric	
	4.6cm × 1.0cm		38383	Polyethylene Film	O
			38384	Fabric	
			38385	Polyurethane Film	
	7.0cm × 1.2cm		25251	Polyvinyl chloride Film	O
			25252	Non Woven Fabric	
			25253	Polyethylene Film	
			25254	Fabric	
	7.5cm × 3.8cm		25255	Polyurethane Film	O
			4610B	Polyvinyl chloride Film	
			7012B	Polyvinyl chloride Film	
	5.0cm × 4.4cm		75381	Polyvinyl chloride Film	O
			75382	Non Woven Fabric	
			75383	Polyethylene Film	
			75384	Fabric	
	7.5cm × 4.4cm		50441	Polyvinyl chloride Film	O
			50442	Non Woven Fabric	
			50443	Polyethylene Film	
			50444	Fabric	
	7.5cm × 4.4cm		75441	Polyvinyl chloride Film	O
			75442	Non Woven Fabric	
			75443	Polyethylene Film	
			75444	Fabric	

YOUNG WOUND DRESSING	6.0 × 7.0 cm		W6070	Non Woven Fabric	O
	6.0 × 10.0 cm		W6010		
	9.0 × 10.0 cm		W9010		
	9.0 × 15.0 cm		W9015		
	9.0 × 20.0 cm		W9020		
	9.0 × 25.0 cm		W9025		
	9.0 × 30.0 cm		W9030		
YOUNG WOUND DRESSING (IV)	7.0 × 9.0 cm		W7090-IV	Non Woven Fabric	X
ADFLEX TRANSPARENT DRESSING	6.0 × 7.0 cm		AF6070	Polyurethane Film	X
	10.0 × 12.0 cm		AF1012		
	5.1 × 6.0 cm		AF5160		
	6.7 × 10.0 cm		AF6710		
	7.0 × 10.0 cm		AF0710		
ADFLEX P.U TRANSPARENT DRESSING	6.0 × 7.0 cm		AFW6070	Polyurethane Film	O
	10.0 × 12.0 cm		AFW1012		
SOMADERM SPOT-S	∅ 1.0cm (12)		ADF012	Polyurethan film, Absorbent haydrocolloid	-
	∅ 1.0cm (18)		ADF018		
	∅ 0.8cm (20)		ADF020		
	∅ 0.7cm (6) ∅ 1.0cm (10) ∅ 1.2cm (4)		ADF020(A)		
	∅ 0.7cm (10) ∅ 1.0cm (5) ∅ 1.2cm (9)		ADF024		
	∅ 0.7cm (15) ∅ 1.0cm (6) ∅ 1.2cm (4)		ADF030		
	10.0 × 10.0cm		ADF1010		
	7.5 × 7.5cm		ADF7575		
	7.5 × 5.0cm		ADF7550		

KOREA

김해본사 MAIN FACTORY

경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-93

80-93, Golden root-ro, Juchonmyeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

양산공장 THE SECOND FACTORY

경상남도 양산시 초동길 31(소주동)

31, Chodong-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea

대표전화 | **1688-1361**

TEL 055)365-1361

FAX 055)323-9523

TEL +82 55 365 1361

FAX +82 55 323 9523

OVERSEAS

베트남법인 YOUNG CHEMICAL VINA CO.,LTD.

Long An, Cần Giuộc, Long Hậu, Lô R-4 và R-4A, đường Tân Tập KCN mở rộng

www.youngchemical.co.kr

플레이드는 (주)영케미칼의 의료용품 종합 브랜드입니다.

PLAID are the new total wound-care product brand name of YOUNG CHEMICAL.